# ĆWICZENIE 100B

#### PODSTAWOWE POMIARY ELEKTRYCZNE

# Instrukcja wykonawcza

# 1. Wykaz przyrządów

- Zestaw z opornikami i żarówką wraz z gniazdami montażowymi
- Zasilacz stabilizowany
- 2 mierniki uniwersalne
- Przewody elektryczne

#### 2. Cel ćwiczenia


- Zapoznanie się z podstawowymi pomiarami elektrycznymi.
- Wyznaczenie zależności natężenia prądu elektrycznego płynącego przez opornik. (żarówkę) od przyłożonego napięcia.
- Analiza otrzymanych wyników

# 3. Przebieg pomiarów



**Rys.1.** Elementy układu pomiarowego.

a) Zmontować układ elektryczny wg poniżej przedstawionego schematu.



b) Zmieniać napięcie podawane z zasilacza na układ oporników i dla każdej wartości napięcia odczytać wartość prądu płynącego przez opornik.

# 4. Opracowanie wyników

- a) Obliczyć niepewność wartości oporu.
- b) Narysować wykres I = f(U), przy czym I natężenie w [A], U napięcie w [V]. Nanieść niepewności pomiarowe.

# 5. Proponowana tabela

Tabela 1. Pomiary natężenia prądu płynącego przez opornik od napięcia przyłożonego do opornika.

Lp.	U	u(U)	I	<b>u(I)</b> ×10⁻³	R	uc(R)	$\overline{R}$	u(R)
	[V]	[V]	×10 <sup>-3</sup>	×10 <sup>-3</sup>	$[\Omega]$	[Ω]	$[\Omega]$	$oldsymbol{u}(\overline{R}) \ [\Omega]$
			[A]	[A]				
1								
2								
n								